

LEBEN RETTEN LEICHT GEMACHT

DER ZUVERLÄSSIGE AED
FÜR JEDERMANN ERSCHWINGLICH



HeartSave ONE

HÖHERE ÜBERLEBENSCHANCE DURCH FRÜHE DEFIBRILLATION

RASCHES HANDELN RETTET LEBEN

In Verbindung mit einer sofortigen Herz-Lungen-Wiederbelebung ist eine möglichst frühe Defibrillation die einzige Möglichkeit, das Herzkammerflimmern zu beenden und dadurch das Überleben des Betroffenen zu ermöglichen. Nachweislich sinkt die Überlebenschance pro Minute um 10% – 12%.

KINDERLEICHTE BEDIENUNG DURCH LAIEN

Dem Patienten bleiben nur wenige Minuten als Überlebenschance. Unsere Defibrillatoren für Ersthelfer (AEDs) haben wir deshalb speziell für Laien entwickelt. Mit einfachen Handgriffen können Sie ohne medizinische Vorkenntnisse sofort professionelle Hilfe leisten. Fehlanwendungen sind ausgeschlossen: Der Automatisierte Externe Defibrillator (AED) gibt nur dann eine Defibrillation ab, wenn es tatsächlich Herzkammerflimmern ermittelt. Einfache Sprachanweisungen führen den Ersthelfer sicher durch den Rettungsablauf.



ÜBERLEBENSCHANCE*

100–70%

BEI DEFIBRILLATION INNERHALB

3 MINUTEN



70–50%

BEI DEFIBRILLATION INNERHALB


3–5 MINUTEN



< 50%

BEI DEFIBRILLATION INNERHALB

5–10 MINUTEN



HEARTSAVE ONE DER UNVERZICHTBARE LEBENSRETTER

Das zuverlässige Mitglied der HeartSave Familie. Speziell für Laien und Ersthelfer entwickelt. Einfache und intuitive Bedienung des AED mit klarer Sprachanweisung und unterstützender Taktvorgabe bei der Herzdruckmassage. Der optimierte HLW (Herz-Lungen-Wiederbelebung) Ablauf entspricht den neuesten europäischen Richtlinien.

- ▶ Hohe Qualität, besondere Robustheit
- ▶ Ausgereifte CCD Defibrillations-Technologie von PRIMEDIC – Patientenindividuell und schonend für den Herzmuskel
- ▶ Schockfreigabe erst nach erfolgter Herzrhythmusanalyse
- ▶ Kindertaste
- ▶ Aktive Statusanzeige mit täglichem automatischen Selbsttest
- ▶ SavePak ONE | 3-Jahres-Batterie mit vorkonnectierten Elektroden (SavePads - eine Größe für alle Patienten)
- ▶ SaveCard zur lückenlosen Datenaufzeichnung aller Notfall-Daten
- ▶ SaveCard zum schnellen und günstigen Realisieren von Updates
- ▶ Schutz gegen Strahlwasser und Staub (IP55)
- ▶ 3 Jahre Garantie auf das Gerät
- ▶ 3 Jahre Haltbarkeitsdauer auf Batterie und Elektroden



SavePak ONE

Batterie und vorkonnectierte SavePads



SaveBox



WECHSEL IN DEN KINDERMODUS



Hauptsitz / Produktionsstandort

METRAX GmbH

Rheinwaldstr. 22

D-78628 Rottweil

Deutschland

Tel.: +49 741 257-0

Fax: +49 741 257-235

www.primedic.com

info@primedic.com

www.primedic.com



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.